

Tu voz, tu identidad

Guía para clonar tu voz y
utilizarla en dispositivos
de comunicación

Conserva hoy una parte
esencial de tu forma
de comunicarte



¿Por qué clonar tu voz?

Tu voz es parte esencial de quién eres. Con ella expresas emociones, transmites tu personalidad y mantienes una conexión única con las personas que te rodean.

Si la ELA u otra patología puede afectar al habla, **clonar tu voz cuanto antes** permite que, en el futuro, puedas utilizar una versión digital de tu propia voz en lugar de voces genéricas.

Clonar tu voz a tiempo puede ayudarte a:



Mantener tu identidad

Seguir siendo tú, con tu forma única de comunicarte.



Facilitar una comunicación más cercana

Con tus familiares y amistades, con tu voz de siempre.



Aportar un beneficio emocional

Escuchar tu propia voz puede aportar confort y tranquilidad.



Te explicamos, paso a paso, cómo crear y utilizar una **copia digital de tu voz**.



Para pensar:

¿Qué palabras, frases o expresiones te gustaría seguir escuchando con tu propia voz?



CREAR TU VOZ EN ELEVENLABS

Existen diversas empresas, programas y aplicaciones para clonar la voz; esta guía propone utilizar **ElevenLabs**, una de las plataformas avanzadas en este ámbito.

ElevenLabs ofrece distintos planes y un programa específico para personas con ELA que permite crear una copia digital de la voz **de forma profesional y gratuita**.



1

Crear una cuenta



Regístrate gratuitamente en

<https://elevenlabs.io/>

2




Solicitar el Programa de Impacto

Solicitar el Programa de Impacto

Bridging Voice

Abre el menú del perfil, selecciona **«Solicitar el Programa de Impacto»** y en el formulario selecciona **«Bridging Voice»**.




Recuerda: Este programa está pensado para apoyar a personas con ELA, permitiendo crear tu copia de voz de manera profesional y gratuita.





3. Enviar el informe médico

ElevenLabs responderá por correo electrónico solicitando un informe médico que acredite el diagnóstico de ELA. Tras validarlo, activará gratuitamente una **cuenta Pro**.




4. Crear tu voz

Reunir el mayor número posible de **audios, vídeos, voz de WhatsApp** o **grabaciones** donde se escuche la voz con claridad; cuanto mayor sea la cantidad y calidad del material, más natural será el resultado final.



Prepara tus archivos

-  **Audios** ☐
-  **Vídeos** ☐
-  **Notas de voz de WhatsApp** ☐
-  **Grabaciones claras** ☐



A partir de este momento podrás crear tu clon de voz y utilizarlo en dispositivos y aplicaciones de comunicación.



COMO USAR TU VOZ CLONADA EN GRID3

GRID es un programa de **comunicación alternativa** incluido en dispositivos de seguimiento ocular.

Su aplicación **Textalker**, mediante un teclado en pantalla y selección con la mirada, permite escribir y convertir el texto en audio con una voz sintética.



Grid³




El programa tiene la opción de utilizar una voz de **ElevenLabs**.



1 PASO

Crear una clave API en ElevenLabs

1 Entra en tu cuenta ElevenLabs




Sigue la ruta

1

Entra en
ElevenLabs



2 Selecciona "Eleven API" en la esquina superior izquierda



2

Eleven API



3 Selecciona "API keys" en el menú izquierdo y luego pulsa "Create key"




3

API keys
→ Create key





En el siguiente menú,
escribe un nombre
cualquiera en **“name”**
y busca estos 4
apartados:




1

Después,
pulsas **Create**
key.



2

Copia la clave
con **Copy to**
clipboard.



2 PASO

Pegar la clave API en GRID



1. Abre **GRID** y a
continuación **Text**
talker.



2. En el menú
superior izquierdo,
selecciona
Configuración.



3. Después, entra en
Voz y **Voz qué lee.**



4. **Activa ElevenLabs**
en Sí y entra en
Configuración.



5. En la pantalla
siguiente, pega la clave
con **Control + V**

6. Debe aparecer un
código largo, pulsamos
en **Conectar.**

7. Después,
Aceptar

8. Selecciona tu voz
clonada entre las voces
favoritas de ElevenLabs
y pulsa **Aceptar**

Tu siguiente paso

He creado
mi clave.

He
conectado
GRID3.

He
seleccionado mi
voz clonada.

No compartas
tu clave API.



Asociación
ELA Andalucía

Con la colaboración de Salvador
González y José Antonio Pardo